

## WiMBeds

Il sistema WiMBeds consente il monitoraggio continuo dello stato dei letti all'interno di una struttura o ospedale, permettendo di minimizzare i rischi di cadute dovute alzate notturne non segnalate. E' disponibile un'interfaccia web di controllo che permette l'accesso sia alle informazioni di stato che a quelle di storico e consente di personalizzare le diverse funzionalità disponibili come, per esempio, il tipo di allarme (abbandono o mancato rientro con relativo tempo di tolleranza) o la fascia oraria di abilitazione.

Il sistema segnala gli eventi di abbandono letto e non rientro anche via telefono (cordless interno) e, se richiesto, tramite segnalazione ottica e/o acustica.

Il sistema è composto da un kit per singolo letto e da un'infrastruttura (non invasiva) di gestione e controllo che abilita l'accesso a tutte le funzionalità dell'applicativo. PER STRUTTURE E OSPEDALI. Esempio di screenshot dell'interfaccia di monitoraggio dello stato dei letti.

