


WiMReminder

Il sistema WiMReminder è adatto per privati e alloggi protetti poichè di permette di "inviare" (da qualsiasi dispositivo client remoto) messaggi e promemoria al proprio assistito il quale, al momento opportuno, vedrà e/o sentirà la segnazione relativa al messaggio inserito. Il sistema consta di un kit dotato di centralina e, opzionalmente, di display e casse acustiche, utili rispettivamente per visualizzare e udire l'avviso audio/ottico. E' riportato uno screenshot di esempio di interfaccia per l'inserimento dei promemoria da parte dell'assistente. PER ALLOGGI PROTETTI E PRIVATI.



The screenshot shows the 'Inserimento dati promemoria' (Reminder Data Entry) page in the WiMonitor web application. The interface includes a dark sidebar with navigation options: HOME, DATI OPERATORI, REGISTRO EVENTI, TECNICO, TEMPERATURA, REMINDER (highlighted in green), and VIDEOCALL. The main content area has a title 'Inserimento dati promemoria' and the following fields:

- Data:** 2017-02-07
- Ora:** 17:00
- Ripetizione:** Settimanale
- Messaggio:** PILLOLA VERDE
- Tipo promemoria e immagine:** A dropdown menu showing two options: a pill icon and a blister pack icon.
- Avviso acustico:** A dropdown menu showing 'Elefante' and a small audio player interface below it.

A green 'Inserisci' (Insert) button is located at the bottom right of the form.